



これまでのポータブルトイレで  
対応しきれなかった困りごとを解消し、  
座位排泄の継続をめざします

# スーティ

このタイプだけは  
手すりのみの  
単体使用が可能です



- コの字型のサポート形状が  
姿勢保持や方向転換時に便利
- 支柱と支柱の間隔は54cm、  
肩幅で持てるので快適、  
体の前面・背面を支えるときもゆったり
- 防水マットなので、水廻りで使いやすい  
※屋外など水に浸かる状態では使用できません



オフセット手すりとして便利  
(手すりは逆向きにも設置可能)



調理時の長めの立位を支えたり  
玄関での靴の脱ぎ履きの支えに

# スーティ〈Pトイレ用〉

動作や介助にあわせて  
手すりの有無・タイプが選べます



つたい歩き仕様にする  
とADL・QOLに配慮しやすい

- ・「トイレがそばにあると嫌」に配慮
- ・つたい歩きできる能力の維持に配慮
- ・歩行車・車いすの邪魔になりにくく  
難床環境づくりに配慮

## 手すりの選び方

基本状態

ひじ掛けタイプの選定



●固定タイプ



●昇降タイプ

- ポータブルトイレと手すりとの間の挟まれ  
事故回避のため、下記を厳守ください
- ラフィーネキューブ以外の  
ポータブルトイレと組み合わせないでください
- ラフィーネキューブと手すりとはトイレサポート  
(位置決め固定具) で固定してください

※便座位置まで下がり移乗しやすい  
※高さ調整は無段階なので  
日によって腕が上がりにくいケースでも  
都度高さ変更がしやすい

連結有無



●アームを取り付けることで  
スーティ屋内用シリーズと  
連結することができます



# 移乗が安心なサポート手すり部分

この縦手すりが便利!



● 立位移乗時に高い位置で持てて方向転換しやすく、ドスン座りになりにくい

● 座位移乗前の浅座りや、便フタ開閉時の支えとしても便利



ラップ式は排泄物を包みトイレ前面から簡単取り出し

ラップ式以外も品揃え・便座高さも調整可能

ラップ式 プラスチック便座 希望小売価格 88,550円(税込)～



## 手動ラップタイプを品揃え!

- バケツを洗う負担や、**感染症リスク**を減らします
- 介助者が、簡単セット・**10秒**圧着 ※ご利用者がポータブルトイレから離れてから操作します
- 圧着した袋は、トイレの前方から取り出せるので快適です
- 定価も**8万円台**～とお求めやすくなりました

選べる6タイプ  
ラップ or バケツ  
×  
プラスチック便座  
ソフト便座  
あたたか便座